

Elektriska assistans- och uppdukningsbord

Stativ

Stativ i rostfria profilrör. Pelare i rostfri plåt med inbyggda ställdon.

Styrenheten är laddningsbar och klarar av minst 50 maxjusteringar.


Mot pristillägg kan man få assistansbordets skiva vridbar i vinkel, max 45 grader åt båda håll.

Hjul


Antistatiska förzinkade kullagrade hjul med grå gummibana.

Prestanda

Arbetsområde 800-1200 mm. Max belastning 50 kg.



Plåtsarg rostfri plåt



Trådsarg rostfri ståltråd



Uppdukningsbord



Assistansbord

Benämning

Assistansbord 60x40 cm
Assistansbord 60x40 cm, vridbar
Assistansbord 70x50 cm
Assistansbord 70x50 cm, vridbar

Art nr

020-5040
020-5041
020-5050
020-5051

Uppdukningsbord 70x50 cm
Uppdukningsbord 95x55 cm
Uppdukningsbord 107x57 cm
Uppdukningsbord 150x60 cm

020-7050
020-7060
020-7070
020-7150

Tillbehör

Antistatiska hjul
Trådsarg rostfri 95x55 cm
Plåtsarg rostfri 95x55 cm
Plåtsarg rostfri 70x50 cm

34550
34551
34552