

MYSO

Infrared lamp

TECHNICAL DATA SHEET

SKU 1410730041



ENG

- Infrared light lamp for heat treatment.
- Adjustable intensity of infrared light and heat.
- Articulated arm to fix the lamp with total comfort.
- Stable cross base with 4 wheels.
- Product materials: plastic and metal.

ESP

- Lámpara de luz infrarroja para tratamientos con calor.
- Intensidad regulable de luz y calor infrarrojos.
- Brazo articulado para fijar la lámpara con total comodidad.
- Base cruzada estable con 4 ruedas.
- Materiales del producto: plástico y metal.

FR

- Lampe à lumière infrarouge pour le traitement thermique.
- Intensité réglable de la lumière infrarouge et de la chaleur.
- Bras articulé pour fixer la lampe en tout confort.
- Base transversale stable avec 4 roues.
- Matériaux du produit: plastique et métal.

ITA

- Lampada a luce infrarossa per il trattamento termico.
- Intensità regolabile della luce infrarossa e del calore.
- Braccio articolato per fissare la lampada in totale comodità.
- Stabile base trasversale con 4 ruote.
- Materiali del prodotto: plastica e metallo.

DEU

- Infrarotlichtlampe für die Wärmebehandlung.
- Einstellbare Intensität von Infrarotlicht und Wärme.
- Gelenkarm zur bequemen Befestigung der Lampe.
- Stabiler Kreuzfuß mit 4 Rädern.
- Produktmaterialien: Glas, Kunststoff und Metall.

↔ 19 x 22 cm

↑↓ 155 cm

⌀ 19 cm (bulb)

KG 10 kg

68,5 x 30 x 20 cm (lamp)
72 x 18 x 55 cm (stand)

⚡ AC 220-240 V 50/60 Hz
250 W

💡 Philips bulb
780nm to 860nm

CERTIFICATIONS (EU)
2014/35/EU Low Voltage Directive

MYSO

Infrared lamp

TECHNICAL DATA SHEET
SKU 1410730041

