

MYSO TABLE

Infrared lamp (Table version)



ENG

- Infrared light lamp for heat treatment.
- Adjustable intensity of infrared light and heat.
- Articulated arm to fix the lamp with total comfort.
- Equipped with a clamp for easy attachment to tables or beauty trolleys.
- Product materials: plastic and metal.

ESP

- Lámpara de luz infrarroja para tratamientos con calor.
- Intensidad regulable de luz y calor infrarrojos.
- Brazo articulado para fijar la lámpara con total comodidad.
- Equipada con una pinza para fijarla fácilmente a mesas o carros de belleza.
- Materiales del producto: plástico y metal.

FR

- Lampe à lumière infrarouge pour le traitement thermique.
- Intensité réglable de la lumière infrarouge et de la chaleur.
- Bras articulé pour fixer la lampe en tout confort.
- Équipé d'une pince pour une fixation facile sur les tables ou les chariots de soins.
- Matériaux du produit: plastique et métal.

ITA

- Lampada a luce infrarossa per il trattamento termico.
- Intensità regolabile della luce infrarossa e del calore.
- Braccio articolato per fissare la lampada in totale comodità.
- Dotato di un morsetto per un facile fissaggio a tavoli o carrelli estetici.
- Materiali del prodotto: plastica e metallo.

DEU

- Infrarotlichtlampe für die Wärmebehandlung.
- Einstellbare Intensität von Infrarotlicht und Wärme.
- Gelenkarm zur bequemen Befestigung der Lampe.
- Ausgestattet mit einer Klemme zur einfachen Befestigung an Tischen oder Beauty Trolleys.
- Produktmaterialien: Glas, Kunststoff und Metall.

↔	19 x 22 cm
↑↓	86 cm
∅	19 cm (bulb)
KG	2,4 kg
📦	68,5 x 30 x 20 cm
⚡	AC 220-240 V 50/60 Hz 250 W
💡	Philips bulb 780nm to 860nm

MYSO TABLE

Infrared lamp (Table version)

